

Suero Amiloide A (SAA), para el analizador *Optilite*[®]

Información General: estructura, función ...

El Suero Amiloide A (SAA) es una proteína de fase aguda.

El aumento de los niveles de SAA es uno de los aumentos más rápidos e intensos de todas las proteínas de fase aguda.

Sólo unas pocas horas después del estímulo inflamatorio, los niveles de SAA pueden aumentar hasta 1000 veces, haciendo del SAA un marcador sensible de la respuesta inflamatoria.

La respuesta de fase aguda generalmente dura varios días y luego la concentración del SAA disminuye gradualmente en ausencia de un nuevo estímulo inflamatorio.

Significado Clínico

La medición de los niveles de SAA puede ser un indicador útil de la respuesta al tratamiento y del grado de inflamación aguda y crónica, debido a cualquier trastorno inflamatorio, como artritis reumatoide, artritis juvenil, espondilitis anquilosante, fiebre mediterránea familiar, esclerosis progresiva, así como también en infecciones bacterianas.

La amiloidosis secundaria puede desarrollarse como resultado de afecciones inflamatorias prolongadas o repetidas en las que los niveles de SAA permanecen elevados.

Prestaciones y Características del Ensayo

- ➔ **Inmunoensayo Turbidimétrico (TIA)**, amplificado con partículas de poliestireno, para su uso en el analizador *Optilite*[®]. (*Optilite*[®] es una marca registrada de *Binding Site part of Thermo Fisher Scientific*).
- ➔ Reactivos, Calibrador y Controles en viales listos para su uso.
- ➔ Estandarizado al Serum ***Amyloid A (SAA) 1st International Standard*** (NIBSC code: 92/680) de la OMS (*WHO -World Health Organisation*).
- ➔ Códigos QR para carga de parámetros analíticos en el analizador. Control de versiones de la aplicación.

Catálogo

3diag - SAA - Opt Kit

REF TD-42887

▽ 100 test

EAN/GTIN: 8434477718083

Contiene Reactivos, Calibrador y Controles